Лабораторная работа 4.2 Исследование энергетического спектра β -частиц и определение их максимальной энергии при помощи магнитного спектрометра

Аксенова Светлана Гарина Ольга

17 октября 2021 г.

Содержание

1	Теоретическое введение	3
2	Экспериментальная установка	4
3	Измерения и обработка результатов	5
4	Вывод	6
5	Список литературы	7

Цель работы: с помощью магнитного спектрометра исследовать энергетических спектр β -частиц при распаде ядер $^{137}\mathrm{Cs}$ и определить их максимальную энергию. Калибровка спектрометра осуществляется по энергии электронов внутренней конверсии $^{137}\mathrm{Cs}$.

1 Теоретическое введение

Бета-распадом называется самопроизвольное превращение ядер, при котором их массовое число не изменяется, а заряд увеличивается или уменьшается на единицу. В данном работе мы будем иметь дело с электронным распадом

$$_{\rm Z}^{\rm A}{\rm X} \rightarrow _{\rm Z+1}^{\rm A}{\rm X} + e^- + \widetilde{\nu},$$

при котором кроме электрона испускается антинейтрино. Освобождающая при β -распаде энергия делится между электронами, антинейтрино и дочерним ядром, одна доля энергии, передаваемой ядру, исчезающе мала по сравнению с энергией, уносимой электроном и антинейтрино. Практически можно считать, что эти две частицы делят между собой всю освобождающуюся энергию - от нулевой до некоторой максимальной, которая равна энергии, освобождающейся при β -распаде, являющейся важной физической величиной.

Число электронов dN, вылетающих из ядра с импульсом, абсолютная величина которого лежит между p и p+dp:

$$dN = \frac{16\pi^2 N_0}{c^2} Dp^2 (E_e - E)^2 dp, \tag{1}$$

где N_0 - полное число распадов, D - некоторый коэффициент пропорциональности, E_e - максимальная энергия электрона, E - кинетическая энергия электрона. Чтобы получить распределение электронов не по импульсам, а по энергиям, надо в (1) перейди от dp к dE:

$$dE = \frac{c^2 p}{E + mc^2} dp, \tag{2}$$

после чего выражающая форму β -спектра величина N(E)=dN/dE приобретает вид

$$\frac{dN}{dE} = N_0 D \sqrt{E(E + 2mc^2)} (E_e - E)^2 (E + mc^2), \tag{3}$$

где $B = \frac{16\pi^2}{c^4}D$. В нерелятивистском приближении, которое и имеет место в нашем случае, выражение (3) упрощается и мы имеем

$$\frac{dN}{dE} \approx \sqrt{E}(E_e - E)^2. \tag{4}$$

Выражение (4) приводит к спектру, имеющему вид широкого колокола (рис. 1). Кривая плавно отходит от нуля и столь же плавно, по параболе, касается оси абсцисс в области максимальной энергии электронов E_e . Дочерние ядра, возникающие в результате β -распада, нередко оказываются возбужденными. Возбужденные ядра отдают свою энергию либо излучая γ -квант, либо передавая избыток электронов одному из электронов с внутренних оболочек атома. Излучаемые в таком процессе электроны имеют строго определенную энергию и называются конверсионными.

Конверсия чаще всего происходит на оболочках K или L. На спектре (рис. 1) видна монохроматическая линия, вызванная электронами конверсии. Ширина Этой линии в нашем случае является чисто аппаратурной - по ней можно оценить разрешающую силу спектрометра.




Рисунок 1 — Форма спектра β -частиц при разрешенных переходах

2 Экспериментальная установка




Рисунок 2 — Схема β -спектрометра с короткой магнитной линзой

Энергию β -частиц определяют с помощью β -спектрометре. В работе используется магнитный спектрометр с «короткой линзой». Электроны, испускаемые радиоактивным источником (рис. 2), попадают в магнитное поле катушки, оси которой параллельна оси симметрии прибора. Траектория электронов в магнитном поле представляют собой схематически показанные на рисунке сложные спирали, сходящиеся за катушкой в фокусе. Там установлен детектор электронов - сцинтилляционный счетчик. Его чувствительным элементом является тонкий кристалл постирола. При попадании электрона в кристалле возникается световая вспышка - сцинтилляция, регистрируемая фотоумножителем.

Для заряженных частиц тонкая катушка эквивалентна линзе с фокусным расстоянием f:

$$\frac{1}{f} \propto \frac{I^2}{p_e^2} \tag{5}$$

При заданной силе тока на входное окно счетчика фокусируются электроны с определенным импульсом, он пропорционален силе тока:

$$p_e = kI. (6)$$

Константа прибора определяется из опыта по известной конверсионной линии.

Из-за конечных размеров источника, диафрагм и окна счетчика, а также вследствие аберраций при заданной величине фокусного расстояния на счетчик попадают электроны с импульсами, лежащими внутри некоторого интервала от $(p_e - \Delta p_e/2; p_e + \Delta p_e/2)$. Величина Δp_e - разрешающая способность β -спектрометра:

$$\Delta p_e = \frac{1}{2} \frac{\Delta f}{f} p_e. \tag{7}$$

Блок-схема установки для изучения β -спектров изображена на рис. 3.



Рисунок 3 — Блок-схема установки для изучения β -спектра

3 Измерения и обработка результатов

Проведя измерения зависимости числа отсчетов от тока в фокусирующей катушке и вычтя фон, был построен график на рис. 4. Далее, по полученных данным, была построена зависимость импульса (рис. 5) и кинетической энергии (рис. 6). Коэффициенты наклона были рассчитаны по методу наименьших квадратов. Для рис. 5 это константа прибора

$$k = 163 \pm 5 \text{ кэB/(c · A)},$$

для рис. 6

$$a_1 = 194.9 \pm 2.1$$
 кэ $\mathrm{B/A}.$

Далее на рис. 7 изображен график Ферми, коэффициент наклона

$$a_2 = -0.246 \pm 0.025$$
 мк Φ ерми/кэ B .

Экстраполируя график до пересечения с осью абсцисс, была рассчитана максимальная кинетическая энергия

$$T_{max} = 756 \pm 92$$
 кэВ.




Рисунок 4 – Зависимость числа отсчетов от тока в фокусирующей катушке

4 Вывод

В результате с помощью магнитного спектрометра был исследован энергетический спектр β -частиц при распаде ядер $^{137}\mathrm{Cs},$ графически была рассчитана их максимальная энергия, а также константа прибора.




Рисунок 5 – Зависимость импульса частицы от тока в фокусирующей катушке

5 Список литературы

- 1. Лабораторный практикум по общей физике. Квантовая физика: Учеб. пособие для вузов / Игошин Ф.Ф., Самарский Ю.А., Ципенюк Ю.М.; Под ред. Ципенюк Ю.М. М.: Физматкнига, 2012. С. 111-118.
- 2. Ципенюк Ю.М. Квантовая микро- и макрофизика. М.: Физматкнига, 2006. С. 345-364.




Рисунок 6 – Зависимость кинетической энергии частицы от тока в фокусирующей катушке




Рисунок 7 – График Ферми